

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen auf.

Anwendungsgebiete: VEOS befeuchtende Augentropfen erfrischen und befeuchten das Auge und verbessern den Komfort beim Tragen von Kontaktlinsen.

Inhalt: 10 ml Augentropfen, eine Gebrauchsanweisung.

Anwendung:

- Vor der Anwendung die Hände sorgfältig waschen.
- Prüfen Sie vor der ersten Anwendung, ob der Originalitätsring intakt ist.
- Die Kappe drehen und von der Tropfflasche abnehmen.
- So oft wie nötig 2-3 Tropfen in jedes Auge tropfen.
- Das Auge nach der Anwendung mehrmals öffnen und schließen.
- Die Verschlusskappe nach dem Gebrauch wieder fest aufsetzen.

Nehmen Sie bei Unbehagen, Irritation, Schmerzen, Rötung oder verschwommener Sicht die Kontaktlinsen heraus, wenn Sie welche tragen, und fragen Sie **unverzüglich** Ihren Optiker/Augenarzt um Rat.

Inhaltstoffe: Sterile, isotonische Lösung mit Natriumhyaluronat (0,2% m/v), Polihexanid, Natriumchlorid und Phosphatpuffer.

Warnhinweise: ■ Nicht anwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltstoffe allergisch sind ■ Verwenden Sie das Produkt nicht gleichzeitig mit anderen Augenmedikamenten, es sei denn Ihr Arzt rät Ihnen dazu ■ Um eine Verunreinigung des Produkts zu vermeiden, berühren Sie die Tropferspitze nicht mit dem Auge oder einer anderen Oberfläche ■ Das Produkt ist für den Gebrauch bei einem Patienten bestimmt ■ Nicht verwenden, wenn der Originalitätsring gebrochen ist oder fehlt ■ Nicht erneut sterilisieren ■ Nicht verwenden, wenn das Produkt oder die Verpackung beschädigt ist ■ Nur zur äußerlichen Anwendung ■ Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen, um das Produkt aufzutragen ■ Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, diese wie gewohnt pflegen ■ Außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern aufbewahren

Halbbarkeit und Aufbewahrung: ■ Zwischen 5 °C bis 30 °C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern ■ Nach Anbruch 90 Tage verwendbar ■ Nach Ablauf des Verfalldatums

nicht mehr verwenden.

Abfallentstorgung: Leeren Sie den unbenutzten Inhalt in einen Abfluss. Entsorgen Sie die leere Flasche gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Please keep these instructions for use so you can refer to them later.

Indications for Use: VEOS moisturizing eye drops refresh and moisturize the eye, also improving comfort of use when wearing contact lenses.

Content: 10 ml eye drops, one instructions for use.

Directions for use:

- Wash hands thoroughly before use.
- Check tamper evident ring is intact before first use.
- Twist and remove the cap from the dropper bottle.
- Instill 2-3 drops into each eye as needed.
- Blink several times after application.
- Replace the cap tightly after use.

In the case of discomfort, irritation, pain, redness or blurred vision, remove contact lenses if you are wearing them, and consult your optician / ophthalmologist **immediately**.

Composition: Sterile isotonic solution containing Sodium Hyaluronate (0.2% w/v), Polyhexanide, Sodium Chloride and Phosphate buffer.

Warnings: ■ Do not use if you are allergic to any ingredient in the product ■ Do not use if you are using any other ophthalmic medications, unless advised by your doctor ■ To avoid contamination of the product, do not touch the tip of the dropper with the eye or any other surface ■ Product is for single patient use ■ Do not use if the safety ring is broken or missing ■ Do not re-sterilize ■ Do not use if product is damaged ■ For external use only ■ Do not mix with other liquids to apply the product ■ If you wear contact lenses, proceed with normal care ■ Keep out of reach and sight of children

Shelf Life and Storage Information: ■ Store between 5 °C to 30 °C and away from direct sunlight ■ Can be used for 90 days after opening ■ Do not use after the expiry date

Disposal: Pour unused solution down a drain. Dispose of empty bottle in accordance with local waste disposal regulations.

Conserve estas instrucciones de uso para poder consultarlas en el futuro.

Indicaciones de uso: Las gotas hidratantes, VEOS refrescan e hidratan el ojo y también aumentan la comodidad cuando se utilizan lentes de contacto.

Contenido: 10 ml de colirio, las instrucciones de uso.

Instrucciones de uso:

- Lávese bien las manos antes de usar este producto.
- Compruebe que el anillo de seguridad esté intacto antes del primer uso.
- Gire el tapón del envase cuentagotas y ábralo.
- Aplique 2-3 gotas en cada ojo con la frecuencia que sea necesario.
- Parpadee varias veces después de su aplicación.
- Cierre bien el envase después de su uso.
- En caso de sufrir alguna molestia, irritación, dolor, enrojecimiento o visión borrosa, quítese las lentes de contacto, si las usa, y consulte a su óptico / u oftalmólogo.

Composición: Solución estéril isotonica que contiene Hialuronato sódico (0,2% p/v), polihexanida, cloruro sódico y tampón fosfato.

Advertencias: ■ No utilice este producto si es alérgico a alguno de sus componentes ■ No utilice este producto si está usando otros medicamentos oftálmicos, salvo que así se lo haya indicado su médico ■ Para que el producto, no se contamine, evite que la punta del cuentagotas entre en contacto con el ojo y con cualquier superficie ■ Este producto lo debe utilizar solo un paciente ■ No lo utilice si el precinto de seguridad está roto o falta ■ No lo vuelva a esterilizar ■ No utilice este producto si está dañado ■ Solo para uso externo ■ No mezcle el producto con otros líquidos para aplicarlo ■ Si utiliza lentes de contacto, realice su mantenimiento habitual ■ Manténgalo fuera del alcance y de la vista de los niños.

Caducidad y almacenamiento: ■ Guárdelo entre 5 °C y 30 °C y protegido de la luz solar directa ■ Puede utilizarlo durante 90 días tras su apertura ■ No lo utilice después de la fecha de caducidad

Gestión de Residuos: Vacíe el contenido no utilizado por el desagüe. Deshágase del envase vacío según la normativa local sobre de gestión de residuos.

Veillez conserver cette notice afin de pouvoir voir ou référer ultérieurement.

Indications d'utilisation : Les gouttes ophtalmiques hydratantes VEOS rafraichissent et hydratent l'oeil, améliorant également le confort lors du port de lentilles de contact.

Contenuto: 10 ml di gouttes optalmiques, notice.

Mode d'emploi:

- Se laver soigneusement les mains avant l'utilisation.
 - Vérifier que la bague d'invioiabilité est intacte avant la première utilisation.
 - Dévisser et retirer le bouchon du flacon compte-gouttes.
 - Instiller 2-3 gouttes dans chaque œil selon les besoins.
 - Cligner des yeux plusieurs fois après l'application.
 - Revisser le bouchon après l'utilisation. En cas de gêne, d'irritation, de douleur, de rougeur ou de vision trouble, retirer vos lentilles de contact si vous en portez et consulter **immédiatement** votre opticien / ophtalmologiste.
- Composition:** solution isotonique stérile contenant du hyaluronate de sodium (0,2% p/v), du polyhexanide, du chlorure de sodium et un tampon phosphate.

Avvertissements: ■ Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients du produit ■ Ne pas utiliser si vous utilisez d'autres médicaments optalmiques, sauf sur conseil de votre médecin ■ Pour éviter toute contamination du produit, ne pas toucher l'extrémité du compte-gouttes avec l'œil ou toute autre surface ■ Le produit est destiné à un seul patient ■ Ne pas utiliser si l'anneau de sécurité est cassé ou manquant ■ Ne pas stériliser ■ Ne pas utiliser si le produit est endommagé ■ Pour usage externe uniquement ■ Ne pas mélanger avec d'autres liquides pour appliquer le produit ■ Dans le cas de porter des lentilles de contact, procéder avec soins habituels ■ Tenir hors de portée et de vue des enfants

Durée de Conservation et Informations sur le Stockage:

■ Conserver entre 5 °C et 30 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil ■ A utiliser dans les 90 jours après ouverture ■ Ne pas utiliser après la date de péremption.

Élimination: Verser la solution non utilisée dans un égout. Jeter la bouteille vide conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets.



VEOS GOCCHE OCULARI

Conservare queste istruzioni per l'uso per poterle consultare in seguito.

Indicazioni per l'uso: VEOS gocce oculari idratanti rinfresca e idrata l'occhio, migliorando anche il comfort d'uso quando si indossano le lenti a contatto.

Contenido: 10 ml di gocce oculari, istruzioni per l'uso.

Istruzioni per l'uso:

- Lavare accuratamente le mani prima dell'uso.
- Controllare che l'anello antimanomissione sia intatto prima del primo utilizzo.
- Ruotare e togliere il tappo dal flacone contagocce.
- Instillare 2-3 gocce in ciascun occhio secondo necessità.
- Sbattere più volte le palpebre dopo l'applicazione.
- Rimettere il tappo chiudendolo bene dopo l'uso.

In caso di fastidio, irritazione, dolore, arrossamento o offuscamento della vista, togliere le lenti a contatto se le si indossa e consultare **immediatamente** il proprio ottico/optalmologo.

Composizione: Soluzione isotonica sterile contenente sodio ialuronato (0,2% p/v), polianesina, cloruro di sodio e tampone fosfato.

Avvertenze: ■ Non utilizzare se si è allergici ad un qualsiasi ingrediente del prodotto ■ Non utilizzare in caso di utilizzo di altri farmaci oftalmici, a meno che non sia stato consigliato dal medico ■ Per evitare la contaminazione del prodotto, non toccare la punta del contagocce con l'occhio o con qualsiasi altra superficie ■ Il prodotto è per uso da parte di un solo paziente ■ Non utilizzare se la anello di sicurezza è rotto o mancante ■ Non sterilizzare ■ Non utilizzare se il prodotto è danneggiato ■ Solo per uso esterno ■ Non mescolare con altri liquidi per applicare il prodotto ■ Se si indossano lenti a contatto, procedere con la normale cura ■ Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Durata Di Conservazione E Informazioni Sullo Stockaggio:

■ Conservere ad una temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C e al riparo dalla luce solare diretta ■ Può essere utilizzato 90 giorni dopo l'apertura ■ Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Smaltimento: Versare la soluzione non utilizzata in uno scarico. Smaltire il flacone vuoto in conformità alle norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Symbol/Symbole/Simbolo:

	Zwischen 5 °C und 30 °C lagern	Store between 5 °C to 30 °C	Guardarlo entro 5 °C y 30 °C	Conserver entre 5 °C et 30 °C	Conservare ad una temperatura tra 5 °C e 30 °C
	Von Sonnenlicht fernhalten	Keep away from sunlight	Protéjalo de la luz solar	Conserver à l'abri du soleil	Conservare al riparo dalla luce solare
	Nicht resterilisieren	Do not sterilize	No lo vuelva a esterilizar	Ne pas restériliser	Non ristabilizzare
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren	Sterile by aseptic techniques	Estéril mediante el uso de procedimientos técnicos asepticos	Stérile après un procédé de stérilisation aseptique	Sterile grazie all'impiego di tecniche procedurali aseptiche
	Einzelner Patient - mehrfach anwendbar	Single patient, multiple use	Un único paciente muchos usos	Un seul patient - à usage multiple	Singolo paziente - utilizzabile
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	Do not use if package is damaged	No utilize el producto si el envase está dañado	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Chargen-code	Batch code	Código de lote	Número de lot	N. lotto
	Verfallsdatum	Expiry date	Fecha de caducidad	Date d'expiration	Data di scadenza
	Vorsicht, Begleitdokumente beachten	Caution, consult accompanying documents	Precaución: consulte los documentos adjuntos	Attention, consulter les documents joints	Attenzione, consultare la documentazione allegata
	Gebrauchsanweisung beachten	Consult instructions for use	Consulte las instrucciones de uso	Consulter le mode d'emploi	Consultare le istruzioni per l'uso
	Herstellungsdatum	Manufacturing date	Fecha de fabricación	Date de fabrication	Data di fabbricazione
	Medizinprodukt	Medical Device	Producto sanitario	Dispositif médical	Dispositivo medico
	Vertrieb / Distributor:	Veos Pharmaceuticals, S.L. Calle Núñez de Balboa 35 A-5 Planta Oficina A1 28001 Madrid, Spain	Avda de los Rosales 32 28935 Móstoles Madrid, Spain	Direction@myrm-stc.com	MYM STC. S.L.

Hersteller / Manufacturer:

Stericon Pharma Pvt. Ltd.
Plot No. 9R, Sub layout of
Plot No 9 1st Phase, Bommasandra
Industrial Area
Bangalore 560 099, India



2460

PELI-116/R0 dated 15.03.2023

Imported by ATP FARMA
Oruro 8, 28016, MADRID